

Лабораторная работа №3.

Модели стационарных рядов - ARMA и нестационарных ARIMA.

1. Для TS рядов, по результатам ADF – теста, из Лабораторной работы №1 построить модели ARMA, если необходимо – исключить линейный тренд.
2. Для DS рядов, по результатам ADF – теста, из Лабораторной работы №1 построить модели ARIMA, если необходимо – исключить линейный тренд.
3. По моделям из п.1 и 2 построить прогноз показателя на 2 года вперед и сравнить с прогнозами, построенными в Лабораторной работе № 2.